



TERNIMAITO



Lypsä ternimaito kahden tunnin kuluessa poikimisesta huolehtien hyvästä lypsyhygieniasta




Pakasta hyvälaatuista (Brix-lukema yli 22 %) ternimaitoa.



Mittaa ternimaidon laatu Brix-refraktometrillä.



Juota vasikalle ternimaitoa kahden tunnin kuluessa syntymästä niin, että vasikka saa vähintään 250 g vasta-aineita ternimaitoannoksesta.



PALJONKO VASIKKA TARVITSEE TERNIMAITO ENSIMMÄISELLÄ JUOTTOKERRALLA?

BRIX-LUKEMA, %	VASTA-AINEIDEN MÄÄRÄ TERNIMAILOSSA, G/LITRA	VASIKAN TARVITSEMA TERNIMAIIDON MÄÄRÄ, LITRAA
18	40	6,3
20	45	5,5
22	50	5,0
24	54	4,6
26	59	4,2
28	63	3,9
30	68	3,6